



# Heartstart FRx Trainer



**Laerdal**  
helping save lives

## CARACTERISTIQUES

### CONFORME RECOMMANDATIONS ERC 2005

- Instructions vocales conformes à celles du HeartStart FRx
- Utilisable avec un adaptateur mannequin externe sur mannequin standard ou avec tout mannequin incluant la technologie « link » permettant un contrôle automatique de la bonne position des électrodes et à l'instructeur de donner une idée à l'élève de l'emplacement correct des électrodes ; permet des scénarios réalistes.


- Ressemble au HeartStart FRx pour permettre des formations réalistes. Mais est suffisamment différent pour éviter de le confondre par inadvertance en cas d'urgence.
- Accepte la clé pédiatrique (non incluse).
- L'aide à la RCP dirige l'élève pour la pratique de la RCP adulte et pédiatrique.
- Indicateur de bon fonctionnement LED réaliste pour simulation de panne.
- Alimentation économique par piles. (LR6, non livrées)

## INFORMATIONS COMMANDE

### HEARTSTART FRx TRAINER

Ref 861307ABF

Livré sans housse avec une paire d'électrodes de formation et un adaptateur externe pour mannequins standards. 8 scénarios pré configurés.



### ADAPTATEURS INTERNES (1 PAIRE)

Ref M5088A

Adaptateurs à coller à l'intérieur de la poitrine d'une Little Anne ou Resusci Anne standard.

### ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES



#### HOUSSE

Ref 942510

Housse de transport en nylon souple bleue

### Electrodes de formation

Réutilisables. Ressemblent aux électrodes réelles pour une formation réaliste, mais sont suffisamment différentes pour ne pas les confondre.



#### ETUI DE 2 ELECTRODES DE FORMATION FRx

Ref 989803139271

Etui contenant une paire d'électrodes de formation



#### CLE ENFANT/NOUVEAU-NE

Ref 989803139311

Permet de régler le FRx Trainer en mode pédiatrique (même clé que le HeartStart FRx réel)

### RECHARGE DE 2 ELECTRODES DE FORMATION

989803139291

Une paire d'électrodes de formation à coller dans l'étui ci-dessus.

### ADAPTATEURS EXTERNES (PAR 5)

Ref M5089A

Adaptateurs à coller sur la poitrine d'un mannequin standard pour permettre l'utilisation du FRx Trainer.

**visitez [www.laerdal.fr](http://www.laerdal.fr)**

### Laerdal Médical France,

Bâtiment n° 5B, 1 rue des Vergers 69760 Limonest

Tel 0826 46 66 10 - Fax 04 78 35 38 45

courriel [info@laerdal.fr](mailto:info@laerdal.fr)



**Laerdal**

helping save lives